

Aide de laboratoire

Classe: 3

Description de la fonction

Rôle principal

Le rôle principal et habituel consiste à vérifier, laver, entretenir, décontaminer et stériliser divers appareils, instruments et ustensiles utilisés en laboratoire.

Attributions caractéristiques

1. Prépare, nettoie, décontamine et vérifie la verrerie.
2. Stérilise et nettoie des pièces et des équipements selon les méthodes prévues.
3. Démêle, classe et place le matériel et les instruments aux endroits appropriés.
4. Tient un inventaire des produits, des fournitures et des appareils propres à son travail et en signale les besoins en réapprovisionnement. Fait des courses.
5. Voit à la propreté et à l'entretien des appareils. En cas de problèmes majeurs, prend les mesures appropriées pour y remédier.
6. Complète différents formulaires et rédige les rapports relatifs à son travail.

Note

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de la fonction identifiée et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.

Qualifications requises

Scolarité

Secondaire III

Expérience

Aucune expérience n'est requise pour cette fonction